

भारतीय मानक ब्यूरो
(पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला)

हमारा संदर्भ: पू.क्षे.प्र./ नमूना कक्ष/50
2019

11.11.

विषय :पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भारतीय मानक IS 1417:2016 के अनुसार "स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुएँ-आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता" के लिए परीक्षण की सुविधा

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा प्रयोगशालाओं को सूचित किया □□□□ □□ कि भारतीय मानक IS 1417:2016 के अनुसार "स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुएँ- आभूषण/शिल्पकारी-शुद्धता", नमूनों की परीक्षण की सुविधा रेफरल परख प्रयोगशाला, पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में स्थापित की गयी है। भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर भी इसकी स्थिति अपलोड कर दी गई है, जो निम्नलिखित है:

| Lab | Quantity | Lab Type | Testing Facility | Remarks |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------|
| IS Number :- IS 1417: 2016 | | | | |
| EROL | 01 g | RAL | C | For fineness of 585, 750 & 916 only. |

सभी क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा प्रयोगशालाओं से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त उत्पादों के नमूनों परीक्षण के लिए पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला को भेजें।

(डी भद्र)

□□□□□□□□ (नमूना कक्ष)

सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय / प्रयोगशाला

प्रतिलिपि: एल पी पी डी

आईटीएस - इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
EROL, KOLKATA

Our ref : EROL/SC/50

11.11. 2019

Sub: Creation of Test facility in Eastern Regional Laboratory for Gold and Gold Alloys, Jewellery/ Artefacts- Fineness as per IS 1417

This is for the information of All Regional Offices & Branch Offices and Laboratories that the testing facility for **Gold and Gold Alloys, Jewellery/ Artefacts- Fineness** as per **IS 1417:2016** has been created at Referral Assay Laboratory (RAL), EROL. With this regards, the status of test facilities at BIS Intranet has been updated as per details given below:

| Lab | Quantity | Lab Type | Testing Facility | Remarks |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------|
| IS Number :- IS 1417: 2016 | | | | |
| EROL | 1 g | RAL | C | For fineness of 585, 750 & 916 only. |

All RO/BO/Labs are requested to forward samples of aforesaid ISs for testing at EROL.

(D Bhadra)
OIC (Sample-Cell)

All ROs/BOs/BIS Labs

Copy to: LPPD

ITS - for uploading this circular on Intranet